



ENGLISH - Keep the user manual and product packaging for future reference.

Sterilizing/carrying case - Before use: Remove tamper-proof closure and any stickers from the case. Wash all items and make sure that they are clean. **Caution:** The case, water and soothers may still be hot after 5 minutes of cooling. Incorrect water level, microwave power or microwave time can cause improper sterilization and can damage the case or soothers. Only use this case with enclosed soothers. Keep the case out of reach of children.

Soother

For your child's safety

WARNING!

Inspect carefully before each use. Pull the soother in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. Only use dedicated soother holders tested to EN 12586. Never attach other ribbons or cords to a soother, your child may be strangled by them.

Always make sure your baby uses the correct soother size. Always use this product under adult supervision. **Before first use:** Place soother in boiling water for 5 minutes. Let it cool down and then squeeze any water out of the teat. This is to ensure hygiene. **Before every use:** Clean with warm water and mild soap. DO NOT use abrasive cleaning agents. Clean surfaces and your hands thoroughly before contact with sterilized soothers. Replace soother after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. If soother becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC, it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth as carefully as possible. Never dip the teat in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Do not leave a soother in direct sunlight or near a heat source, or leave in sterilizing solution for longer than recommended, as this may weaken the teat.

ČEŠTINA - Uživatelskou příručku a obal výrobku si uschovejte pro budoucí použití.

Sterilizátor / krabička na přenášení - Před použitím: Sejměte z krabičky uzavěr odolný proti neoprávněné manipulaci a odstrňte nálepky. Všechny součásti umyte a ujistěte se, že jsou čisté. **Upozornění:** Krabička, voda a dudlíky mohou být horké i po 5 minutách chlazení. Při nesprávné výšce hladiny vody, nesprávném výkonu mikrovlnky či nesprávné délce jejího použití nemusí sterilizace proběhnout správně a může dojít k poškození krabičky nebo dudlíků. Tuto krabičku používejte pouze pro přiložené dudlíky. Krabičku uchovávejte mimo dosah dětí.

Dudlík

Pro bezpečnost vašeho dítěte

UPOZORNĚNÍ!

Před každým použitím výrobek pečlivě zkontrolujte. Natáhněte dudlík do všech směrů. V případě jakýchkoli známek poškození nebo opotřebení jej vyhodte.

Používejte pouze držáky dudlíků, které byly testovány v souladu s normou EN 12586. Na dudlík nikdy nepřipejníte jiné šňůrky nebo stuhý. Může to dojít k udušení dítěte.

Vždy se ujistěte, že vaše dítě používá správnou velikost dudlíku. Používejte tento výrobek vždy pod dohledem dospělé osoby.

Před prvním použitím: Vlozte dudlík na 5 minut do vroucí vody. Nechte jej vychladnout a potom z něj vytlačte vodu. Není zapotřebí nohygenu. **Před každým použitím:** Omyjte teplotu vodou a jemným mýdlem. NEPOUŽÍVEJTE abrazivní čisticí prostředky. Než se dotknete sterilizačních dudlíků, abyste očistili povrchy i své ruce. Z bezpečnostních a hygienických důvodů dudlík po 4 týdnech používání vyměňte. NEPANIKÁRTE , jestliže dudlík neteče z úst výjmnout. Není možné jej spolknout, je navržen tak, aby bylo možné zvládnout i tuto situaci. Vyměňte jej z úst co nejopatrněji. Neponorujte dudlík do sladkých látek nebo léků, u dítěte by mohl dojít ke vzniku zubního kazu. Nenechávejte dudlík na přímém slunci nebo poblíž zdroje tepla ani jej nenechávejte ve sterilizačním roztoku déle, než je doporučeno, protože by mohl dojít k jeho porušení.

EESTI - Hoidke kasutajjuhend ja toote pakend edaspidiseks kasutamiseks alles.

Steriliseerimis-/kandekarp - Enne kasutamist: Eemaldage karbil manipuleerimiskindel sulgur ja klepsud. Peske kõik esemed ning veenduge, et need on puhtad. **Ettevaatust!** Karp, vesi ja lüdi võivad ka pärast 5-minutilise kehtumise alla kuumada. Vole veetas, mikrolaineahju võimsus või kasutuseel võivad põhjustada halvasti steriliseerimist ja kahjustada karp või lüdi. Kasutage seda karp ainult konkreetselt kuuluvate lütidega. Hoidke karp lastele kättesaamatus kohas.

Lüti

Teie lapse ohutuseks

HOIATUS!

Kontrollige lüti enne iga kasutamist ning tõmmake seda igas suunas. Viskade lüti ära esimeste kahjustuste või kulumise märkide ilmnemisel.

Kasutage üksnes spetsiaalseld lütihooldajaid, mida on katsetatud standardi EN 12586 kohaselt. Ärge kunagi siduge lüti külge muid pealu ega nõore, need võivad seada teie lapse lämbumisku. Veenduge, et teie lapse kasutaks alati õiges suuruselt. Kasutage seda toodet alati täiskasvanu järelevalve all. **Enne esmakordset kasutamist:** Asetage lüti 5 minutiks keevasse vette. Laske lüti maha jahtuda ning seejärel pigistage vesi lüti alt välja. See tagab hügieeni. **Enne iga kasutuskorda:** Puhastage soja vee ja õrnaltõhnise seelbiga. Ei TOHI kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid. Enne steriliseet lütidega kokkupuutumist puhastage põhjalikult tegevustajad ja oma käed. Ohutuse ja hügieeni tagamiseks vahetage lüti iga 4 nädala tagant välja. Kui lüti jääb suhu kinni, ÄRGE SATUJGE PANIKASSE. Lüti ei saa alla neelata ja see on disainitud selliste juhtumitega toimetulemiseks. Eemaldage lüti suust nii ettevaatlikult kui võimalik. Ärge kunagi kaske lüti otsa magusse ainese või ravimisse, nii võib laps saada hambakariese. Lüti ei tohi jätta otsese päikesevalguse või kuumuse kätte ega steriliseerimisse lahusesse soovitatust kauemaks, sest see võib lüti kahjustada.

HRVATSKI - Korisnički priručnik i pakiranje proizvoda čuvajte za buduću uporabu.

Kutijica za steriliziranje/nošenje - Prije uporabe: Uklonite zatvarač protiv neovlaštenog diranja i sve naljepnice s kutije. Operite sve dijelove i pazite da su čisti. **Oprez:** Kutijica, voda i dudu mogu još uvijek biti vrući nakon razdoblja hlađenja od 5 minuta. Nepravilna razina vode, snaga ili vrijeme uporabe mikroladne pećnice mogu uzrokovati nepravilnu sterilizaciju i mogu oštetiti sterilizator / kutijicu za nošenje ili dudu. Ovu kutiju upotrebljavajte samo s priloženim dudama. Kutiju držite izvan dohvata djece.

Duda

Za sigurnost vašeg djeteta

UPOZORENJE!

Pazljivo pregledajte dudu varalicu prije svake upotrebe. Rastegnuti je u svim smjerovima. U slučaju znakova oštećenja ili istrošenosti, dudu varalicu baciti.

Koristiti samo namijenjene držače za dudu varalicu ispitane prema EN 12586. Nikada ne pričvršćivati vrpce ili konopac na dudu varalicu jer se dijete time može zadaviti.

Uvijek pazite da Vaša beba koristi dudu odgovarajuće veličine. Uvijek koristite ovan proizvod uz nadzor odrasle osobe. **Prije prve uporabe:** Stavite dudu u prokućavaju vodu na 5 minuta. Ostavite da se ohladi i zatim istisnite vodu iz sisaca. Time se osigurava higijena. **Prije svake uporabe:** Operite toplom vodom i blagim sapunom. NEMOJTE upotrebljavati abrazivna sredstva za čišćenje. Prije kontakta sa steriliziranim dudama dobro očistite površine i svoje ruke. Zamijenite dudu nakon 4 tjedna uporabe radi sigurnosti i higijene. Ako se dudu zaglavi u ustima, NEMOJTE PANIKARITI; ne može se progutati i dizajnirana je tako da se nosi s takvim događajima. Izvadite je nježno iz usta, što je pažljivo moguće. Nikada nemojte uranjati vrh u slatke tvari ili lijekove, jer se Vašem djetetu mogu oštetiti zubi. Ne ostavljajte dudu na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili blizu izvora topline i ne ostavljajte je u otopini za sterilizaciju duže nego je preporučeno, jer to može oslabiti vrh dudu.

LIETUVISKAI - Pasilikite naudojimo instrukciją ir gaminių pakuoje, kad galėtumėte panaudoti ateię.

Sterilizavimo / nešiojimo dėžė - Prieš naudojant: Nuo dėžės nuimkite apsaugos nuo gadinimo dangalį ir visus lipdukus. Išplaukite visus elementus ir įsitikinkite, kad jie švarūs. **Atsargiai!** Dėklas, vanduo ir šūptulpius vis dar gali būti karšti po 5 min. vėsinimo. Netinkamas vandens lygis, mikrobangų krosnelės galia arba laikas gali nulemti netinkamą sterilizavimą ir gali sugadinti dėklą arba šūptulpius. Šį dėklą naudokite tik su priedamais šūptulpius. Laikykite dėklą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Šūptulpius

Jūsų vaiko saugumui užtikrinti

ĮSPĖJIMAS!

Prieš kiekvieną naudojimą šūptulpių atidžiai apžiūrėti. Patampykite šūptulpių visomis kryptimis. Išmesti, jei atsirado pirmi apgadინimo arba netvirtumo požymiai. Naudoti tik specialius šūptulpių laikiklius, išbandytus pagal EN 12586. Nė šūptulpių niekada netvirtinti juostelėmis arba virvelėmis, nes jūsų vaikas gali jomis pasisuaugti.

Visada užtikrinkite, kad jūsų vaikas naudotų tinkamo dydžio šūptulpių. Visada naudokite šį produktą prižiūrint suaugusįjiam. **Prieš naudojant pirmą kartą:** Įmerkite šūptulpių į verdantį vandenį 5 minutėms. Leiskite jam atvėsti ir tada išspauskite vandenį iš šūptulpių. Tai skirta higienai užtikrinti. **Prieš kiekvieną naudojimą:** Plaukite šitų vandeniu ir švelniu muilu. NENAUDOOKITE briaunų valymo priemonių. Nuvalykite paviršius ir nusplaukite rankas prieš imdami sterilizuotus šūptulpius. Pakelskite šūptulpių po 4 savaitių naudojimo, kad užtikrintumėte saugumą ir higieną. Jei šūptulpius įstringa burnoje, NEPANIKUOKITE – jo praryti neįmanoma ir jis pritaikytas tokiems atvejams. Ištraukite iš burnos kaip galėdami atsargiau. Nikada nemerkite šūptulpių į saldinį medžiagų ar vaistų, vaikai gali atsirasti dantų kariesas. Nepalikite šūptulpių tiesioginė saulės šviesoje arba šalia karščio šaltinio bei sterilizavimo tirpale ilgiau nei rekomenduojama, nes kramtomais dalis gali suplūnti.

POLSKI - Zachowaj instrukcję obsługi i opakowanie produktu na przyszłość.

Pojemnik do sterylizacji/przenoszenia - Przed użyciem: Zdejmij z pojemnika zamknięcie zabezpieczające i wszelkie naklejki. Umyj wszystkie elementy i upewnij się, że są czyste. **Przeostrog:** Pojemnik, woda i smoczek nadal mogą być gorące po 5 minutach stygnięcia. Niewłaściwy poziom wody, nieprawidłowa moc kucharki mikrofalowej lub nieodpowiedni czas trzymania w kuchence mogą spowodować niewłaściwą sterylizację i uszkodzić smoczek lub pojemnik. Używaj pojemnika wyłącznie z dostarczonymi w zestawie smoczkami. Przechowuj pojemnik w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Smoczek

Dla bezpieczeństwa twojego dziecka

OSTRZEŻENIE!

Před každým użyciem dokładnie sprawdź produkt. Pociągnij smoczek we wszystkich kierunkach. W przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzenia wyrzuc produkt.

Używaj wyłącznie dedykowanych uchwyćów do smoczka zgodnych z normą EN 12586. Nigdy nie przywiązuj do smoczka wstążek ani pasków, gdyż może to spowodować uduszenie się dziecka. Zawsze dbaj o to, by rozmiar smoczka był odpowiedni dla dziecka. Dziecko może korzystać z produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. **Před pierwszym użyciem:** Włóż smoczek do wrzącej wody na 5 minut. Oczekaj, aż ostygnie, a następnie wyśnij wodę ze smoczka. Ma to zapewnić higienę. **Před každým użyciem:** Cyszć ciepłą wodą i łagodnym mydłem. NIE używaj środków ściernych do czyszczenia. Před użyciem wysterlizowanych smoczków umyj ręce i powierzchnię, na której będą umieszczane. Ze względów bezpieczeństwa i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. Jeśli smoczek utkwii w jamie ustnej, NIE PANIKUJ; nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, by umożliwić łatwe porażenie sobie z taką sytuacją. Ostrożnie i jak najdelikatniej wyjmij smoczek z jamy ustnej. Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Nie zostawiaj smoczka w miejscu nasłonecznionym ani w pobliżu źródła ciepła, ani też w płynie sterylizującym przez czas dłuższy od zalecanego, ponieważ może to skrócić trwałość smoczka.

ROMÂNĂ - Păstrați manualul de utilizare și ambalajul produsului pentru consultare ulterioară.

Cutie de sterilizare/transport - Înainte de utilizare: Îndepărtează capacul de protecție și orice autocolante de pe carcasă. Spălați toate elementele și asigurați-vă că sunt curate.

Atenție: Cutia, apa și suzețele ar putea fi în continuare fierbinți după 5 minute de răcire. Un nivel al apei incorect, o putere a cuptorului cu microunde incorect sau un timp de utilizare a cuptorului cu microunde incorect poate cauza sterilizarea necorespunzătoare și poate deteriora cutia sau suzețele. Utilizați această cutie numai cu suzețele incluse. Nu lăsați cutia la îndemâna copiilor.

Suzetă

Pentru siguranța copilului dvs.

AVERTISMENT!

Înainte de fiecare utilizare, verificați ca atenție. Trageți de suzetă din toate direcțiile. Aruncați-o la primele semne de deteriorare sau slăbire.

Utilizați numai suporturi de suzetă dedicate, testate în conformitate cu EN 12586. Pentru a evita strangularea, nu atașați nicodată funde sau cordoane de suzetă. Asigurați-vă întotdeauna că dimensiunea suzeței folosite de copilul dvs. este corectă. Utilizați întotdeauna acest produs sub supravegherea adulților. **Înainte de prima utilizare:** Țineți suzeta în apă clocotită timp de 5 minute. Lăsați-o să se răcească, apoi apăsați pe tețină pentru a elimina apa. Acest lucru ajută la asigurarea igienei. **Înainte de fiecare utilizare:** Curățați cu apă caldă și cu săpun neagriv. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi. Curățați temeinic suprafețele și mâinile dvs. Înainte de contactul cu suzețele sterilizate. Încolțiți suzeta după 4 săptămâni de utilizare, din motive de siguranță și de igienă. Dacă suzeta rămâne blocată în gură, NU ÎNTRAȚI ÎN PANICĂ; aceasta nu poate fi înghițită și este proiectată pentru a face față unei asemenea situații. Îndepărtați-o din gură cu cea mai mare atenție posibilă. Nu scufundați nicodată teținele în substanțe dulci sau medicament, acestea poate duce la carierea dinților copilului dvs. Nu lăsați suzeta în lumina solară directă sau în apropierea unei surse de căldură și nu o lăsați în soluție de sterilizare mai mult timp decât este recomandat, întrucât acest lucru poate slăbi tețina.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Κρατήστε το εγχειρίδιο χρήσης και τη συσκευασία του προϊόντος για μελλοντική αναφορά.

Θήκη αποστείρωσης/μεταφοράς - Πριν από τη χρήση: Αφαιρέστε οποιοδήποτε ανθεκτικό στις παροήσεις περιβλήμα και αυτοκόλλητο από τη θήκη. Πλύντε όλα τα στοιχεία και βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρά. **Προσοχή:** Η θήκη, το νερό και οι πιπίλες μπορεί να εξακολουθούν να είναι ζεστές μετά από ψύξη 5 λεπτών. Το εσφαλμένο επίπεδο νερού, η ισχύς του φούρνου μικροκυμάτων ή ο χρόνος στο φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να οδηγήσουν σε ακατάλληλη αποστείρωση και μπορούν να καταστρέψουν τη θήκη ή τις πιπίλες. Χρησιμοποιείτε αυτήν τη θήκη μόνο με τις πιπίλες που εσωκλείονται. Κρατάτε τη θήκη μακριά από παιδιά.

Πιπίλα

Για την ασφάλεια του παιδιού σας

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ελέγχετε προεκκτική το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Τραβήξτε δυνατά τη θήκη προς κάθε κατεύθυνση. Αντικαταστήστε την πιπίλα μόλις παρατηρήσετε κάποιο σημάδι φθοράς ή αδυναμίας. Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικές κορδέλες στήριξης πιπίλων, ελεγμένες κατά το πρότυπο EN 12586. Ποτέ μη βδέετε απλές κορδέλες ή κορδέλλα στην πιπίλα του μωρού. Κίνδυνος στραγγαλισμού. Πάντοτε φροντίστε το μωρό σας να χρησιμοποιεί το σωστό μέγεθος πιπίλας. Πάντα πάντοτε να χρησιμοποιείτε υπό την επίβλεψη ενήλικα. **Πριν από την πρώτη χρήση:** Τοποθετήστε την πιπίλα σε βράστο νερό για 5 λεπτά. Αφού रहे τη για κρύα και, έπειτα, πιείτε το νερό, για να βρε από τη θήλη. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζετε την υγιεινή. **Πριν από κάθε χρήση:** Καθαρίστε τη με ζεστό νερό και ήπιο σάπουνι. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά. Καθαρίζετε τις επιφάνειες και το χέριο σας καλά πριν την επαφή με αποστειρωμένες πιπίλες. Αντικαταστήστε την πιπίλα μετά από 4 εβδομάδες χρήσης, για λόγους ασφαλείας και υγιεινής. Εάν η πιπίλα σφυρηλιάσει μέσα στο στόμα, ΜΗΝ ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΘΕΤΕ. Δεν είναι δυνατόν η κατόπληση της και είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ανταπεξέρχεται σε τέτοιες καταστάσεις. Αφαιρέστε από το στόμα όσο το δυνατόν πιο προεκκτική. Μη βυθίζετε τη θήλη σε υγρές ουσίες ή φάρμακα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στο δόντι του παιδιού σας. Πριν αφιέρτε μια πιπίλα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κοντά σε πηγή θερμότητας ή σε υγρό αποστειρωτικό για περισσότερο χρόνο από τη συνιστώμενη, καθώς ενδέχεται να προκληθούν αλλοιώσεις στη θήλη.

БЪЛГАРСКИ - Запазете ръководството за потребителя и опаковката на продукта за бъдещи справки.

Стерилизатор/кутията за носене - Преди употреба: Сваляте всякаква защитна опаковка или лепелени от кутийката. Измийте волчки предмети и се уверете, че са чисти. **Внимание:** Кутийката, водата и залъгалките може да са много горещи дори след 5 минути на изстиване. Неправилното ниво на водата, мощност или време на микровълновата фурна може да доведе до неправилна стерилизация и да повреди кутийката или залъгалките. Използвайте тази кутияка само с приложените залъгалки. Съхранявайте кутийката извън обсега на деца.

Залъгалка

За безопасността на вашето дете

ВНИМАНИЕ!

Проверявайте старателно преди всяка употреба. Дръпнете бибера на всяка посока. Извършете при първите признаци на повреда или дефект.

Използвайте само специалните държачи за залъгалки, изпитвани съгласно EN 12586. Никога не окачвайте други предмети или шнуровете на залъгалката, защото детето ви може да се удуши с тях.

Винаги се грижете бегово ви да използват правилния размер залъгалка. Този продукт трябва винаги да се използва само под надзора на възрастен. **Преди първата употреба:** Поставете залъгалката във вряща вода за 5 минути. Оставете я да изстине, след което изстискайте водата от бибера. Така ще осигурите хигиена. **Преди всяка употреба:** Почистете с топла вода и мек сапун. НЕ използвайте абразивни почистващи препарати. Почистяйте повърхностите и ръцете си старателно преди контакт със стерилизирани залъгалки. Оменяйте залъгалката след 4 седмици употреба, от съображения за безопасност и хигиена. Ако залъгалката заседне в устата на детето, НЕ ИЗПАДАЙТЕ В ПАНИКА; тя не може да бъде погълната и при създаването ѝ сме предвидили случаи като този. Извадете я от устата, колкото е възможно по-внимателно. НЕ поглътате бибера в сладки препарати или лекарства, защото зъбите на детето ви може да се развалят. Не оставяйте залъгалката на пряка слънчева светлина или в близост до източник на топлина и не я оставете в стерилизиращ разтвор по-дълго от препоръчаното време, тъй като това може да отслаби бибера.

РУССКИЙ - Сохраните руководство пользователя и упаковку изделия для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Футляр для стерилизации/переноски - Перед использованием: Снимите с футляра защитную крышку и все наклейки. Промойте все части и убедитесь, что они чистые. **Внимание!** Футляр, вода и соски-пустышки могут остаться горячими после 5 минут охлаждения. Неправильный уровень воды, микроволновая мощность или время микроволновой обработки могут привести к неправильной стерилизации, а также к повреждению футляра или сосок-пустышек. Этот футляр следует использовать только с прилагаемыми сосками-пустышками. Хранить в недоступном для детей месте.

Соска-пустышка

Для безопасности вашего ребёнка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед каждым использованием проверяйте целостность изделия. Потяните соску-пустышку во всех направлениях. При первых признаках повреждения или износа изделие необходимо заменить.

Используйте только специальные держатели сосок-пустышек, протестированные согласно EN 12586. Никогда не прикрепляйте какие-либо другие ленты или шнурки к соске-пустышке, так как это может привести к удушению ребёнка. Всегда следите за тем, чтобы использовалась соска-пустышка нужного размера. Изделие следует использовать только под наблюдением взрослых. **Перед первым использованием:** Поместите соску-пустышку в кипящую воду на 5 минут. Дайте ей остыть, а затем выжмите воду из соски. Это обеспечит гигиеническую чистоту изделия. **Перед каждым использованием:** Мойте теплой водой с мягким мылом. НЕ используйте абразивные чистящие средства. Рук, а также поверхности, с которыми соприкасаются стерилизуемые соски-пустышки, должны быть тщательно вымыты. В целях гигиены необходимо менять соску-пустышку каждые 4 недели. В случае, если соска-пустышка застрянет во рту, НЕ ПАНИКУЙТЕ. Конструкция сосок-пустышек разработана с учетом таких ситуаций, поэтому их невозможно проглотить. Как можно аккуратно извлеките соску-пустышку изо рта. Не следует очищать соску в сладкой жидкости или лекарственных препаратах, это может привести к разрушению зубов у ребёнка. Не оставляйте соску-пустышку под воздействием прямых солнечных лучей или возле открытого источника тепла, или в дезинфицирующем растворе дольше рекомендованного времени, поскольку это может привести к повреждению соски.

UKRAÏNЬSKA - Зберігайте цей посібник користувача та упаковку виробу для майбутнього довідки.

Футляр для стерилізації/перенесення - Перед використанням: Зніміть з футляра захисну упаковку та наклейки. Промийте всі предмети та переконайтеся, що вони чисті. **Увага!** Футляр, вода та пустышки можуть бути дуже гарячими, навіть через 5 хвилин. Неправильний рівень води, потужність або тривалість в мікрохвильовій печі може призвести до недостатньої стерилізації та пошкодити футляр або пустышки. Використовуйте цей футляр лише з пустышками, що додаються. Тримайте футляр подалі від дітей.

Пустышка

Задля безпеки дитини

ОБЕРЕЖНО!

Ретельно оглядайте перед кожним використанням. Розтягуйте пустышку в усіх напрямках. У разі виявлення найменших ознак пошкодження виріб потрібно викинути. Використовуйте лише відповідні пустышки, сертифіковані за стандартом EN 12586. Ніколи не чіпайте до пустышки жодних інших стрічок чи шнурів. Вони можуть стати причиною задусіння.

Завжди використовуйте лише правильний розмір. Цей футляр дитям пустышки використовувати лише під наглядом дорослої.

Перед першим використанням: Занурте пустышку на 5 хвилин у киплячу воду. Дайте воді в пустышці охолонути, а потім витисніть її. Це потрібно з міркувань гігієни. **Перед кожним використанням:** Мийте пустышку теплою водою з м'яким милом. НЕ використовуйте абразивних засобів для чистки. Перш ніж торкатися стерилізованих пустышок, ретельно вийміть руки та поверхні. З міркувань безпеки та гігієни замініть пустышку після 4 тижнів використання. Якщо пустышка застрягла в роті, НЕ ПАНІКУЙТЕ. Пустышку неможливо проковтнути, адже вона розроблена так, щоб запобігти цьому. Обережно виберіть пустышку з рота дитини. Ніколи не занурюйте соску в солодкі речовини або ліки. Внаслідок цього зуби дитини можуть зіпсуватися. НЕ зберігайте пустышку під прямими сонячними променями або біля джерела тепла чи в стерилізаційних розчинах довшє рекомендованого часу, оскільки це може її пошкодити.